

Meracus Prosthetic Foot

Guide for produktvalg



Vekt, kg	≤60 P3	≤80 P4	≤100 P5	≤125 P6	≤150 P7
Str 23 cm	290000323	290000423	290000523	-	-
Str 24 cm	290000324	290000424	290000524	290000624	-
Str 25 cm	290000325	290000425	290000525	290000625	290000725
Str 26 cm	290000326	290000426	290000526	290000626	290000726
Str 27 cm	290000327	290000427	290000527	290000627	290000727
Str 28 cm	-	290000428	290000528	290000628	290000728


Denne guiden er basert på testing på hvert vektnivå. Dersom en stivere fot foretrekkes, kan du gå opp en vektkategori.

Eksempel:



26P4	26P5
------	------

Størrelse	Byggehøyde (mm)
23	133
24	133
25	140
26	140
27	144
28	144



Meracus-foten leveres komplett med spectra sock og fotskall

Ved bestilling må det oppgis om det skal være høyre eller venstre fot.